





TRUNG TÂM Y TẾ HOÀNG MAI



QUY TRÌNH KỸ THUẬT TEST ĐƯỜNG HUYẾT MAO MẠCH

QTKT.ĐD.19

Người viết	Người kiểm tra	Người phê duyệt
CNDD. Vũ Thị Phương Quỳnh Phòng KHTH	CNDD. Nguyễn Thị Đào Phòng Điều dưỡng	BS. Lê Đăng Luận Phó Giám đốc
		

	QUY TRÌNH KỸ THUẬT TEST ĐƯỜNG HUYẾT MAO MẠCH	Mã số: QTKT.ĐD.19 Ngày ban hành: 28/6/2023 Lần ban hành: 06 Lần sửa đổi: 0
---	---	---

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy trình này.
2. Nội dung trong quy trình này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm.
3. Mỗi khoa, phòng lưu ít nhất 01 bản (có đóng dấu trung tâm). Cán bộ viên chức, người lao động khi có nhu cầu tham khảo tài liệu cập nhật trên hệ thống quản lý văn bản điều hành hoặc trên trang web trung tâm.

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ✓ vào ô bên cạnh)

<input checked="" type="checkbox"/>	Ban Giám đốc	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Nội - Nhi - YHCT	<input checked="" type="checkbox"/>	K. ATTP - dinh dưỡng - Y tế công cộng
<input checked="" type="checkbox"/>	P. Tổ chức hành chính	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Ngoại - Sản - 3CK	<input checked="" type="checkbox"/>	Tổ Quản lý chất lượng
<input checked="" type="checkbox"/>	P. Kế hoạch tổng hợp	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Khám bệnh	<input checked="" type="checkbox"/>	Tổ dinh dưỡng
<input checked="" type="checkbox"/>	P. Tài chính kế toán	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Dược	<input checked="" type="checkbox"/>	Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn
<input checked="" type="checkbox"/>	P. Điều dưỡng	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Cận lâm sàng	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	P. Dân số	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

QUY TRÌNH
Kỹ thuật test đường huyết mao mạch

STT	CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
1	Chuẩn bị bệnh nhân: Thông báo, lưu ý: xác định đúng người bệnh bằng cách hỏi tên để người bệnh hoặc người nhà tự trả lời.
2	Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ: kiểm tra máy thử đường huyết, phiếu xét nghiệm. Kim hoặc bút lấy máu, bông cồn, khay vô khuẩn.
3	Thực hiện 5 đúng
4	Sát khuẩn tay nhanh, chọn vị trí test: Đầu ngón thứ 4 kề ngón út tay trái. Sát khuẩn vùng da chuẩn bị test bằng cồn 70 độ, để khô
5	Một tay cầm ngón tay cần test vuốt nhẹ từ đầu chân đến vùng chuẩn bị test, tay kia cầm bút hoặc kim châm vào đầu ngón tay, nặn máu ra, bỏ giọt đầu, giọt thứ 2 cho vào que test đường huyết đã được gắn vào máy.
6	Chờ đọc kết quả, Thông báo xong quy trình, thu gọn dụng cụ, sát khuẩn tay, chào người bệnh.
7	Ghi kết quả phiếu xét nghiệm

Lưu ý: - *Giao tiếp tốt với người bệnh trong quá trình thực hiện*
- *Thời gian thực hiện 5 phút*

Ngày thi:

Họ và tên:

BẢNG KIỂM THỰC HIỆN KỸ THUẬT TEST MAO MẠCH ĐƯỜNG HUYẾT**Hướng dẫn cách đánh giá****Mức độ hoàn thành**

Tốt : thành thạo, chuẩn xác, an toàn, hiệu quả	100%
Khá: chuẩn xác, an toàn, hiệu quả	75%
Trung bình: chuẩn xác, an toàn,	50%
Yếu: Có làm nhưng không hiệu quả	25%
Kém: Không làm hoặc vi phạm nguyên tắc an toàn cho người bệnh	0%
Thời gian làm thủ thuật 5 phút	1 điểm

Lưu ý: Không hỏi vấn đáp khi tổng điểm thực hiện kỹ thuật thấp hơn 40%**I. PHẦN KỸ THUẬT (8 điểm)**

STT	Nội dung	Điểm chuẩn	Điểm chấm				
			Tốt	Khá	TB	Yếu	Kém
1	Chuẩn bị người bệnh: Thông báo, hỏi tiền sử dị ứng, tư thế người bệnh. Lưu ý: xác định đúng người bệnh bằng cách hỏi tên để người bệnh hoặc người nhà tự trả lời	2					
2	Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ: kiểm tra máy thử đường huyết, phiếu xét nghiệm. Kim hoặc bút lấy máu, bông cồn, khay vô khuẩn.	2					
3	Thực hiện 5 đúng	2					
4	Sát khuẩn tay nhanh, chọn vị trí test: Đầu ngón thứ 4 kề ngón út tay trái. Sát khuẩn vùng da chuẩn bị test bằng cồn 70 độ, để khô	4					
5	Một tay cầm ngón tay cần test vuốt nhẹ từ đầu chân đến vùng chuẩn bị test, tay kia cầm bút hoặc kim châm vào đầu ngón tay, nặn máu ra, bỏ giọt đầu, giọt thứ 2 cho vào que test đường huyết đã được gắn vào máy.	4					
6	Chờ đọc kết quả, thu gọn dụng cụ, sát khuẩn tay, chào người bệnh.	2					
7	Ghi kết quả phiếu xét nghiệm	2					
Tổng cộng		18					
Quy trình kỹ thuật: /18*8 =		điểm					

II. PHẦN VẤN ĐÁP (2 điểm)

SBD	Câu hỏi vấn đáp	Điểm chấm	Tổng điểm: Quy trình Kỹ thuật + vấn đáp