



TRUNG TÂM Y TẾ HOÀNG MAI



QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHỤP XQUANG THƯỜNG QUY

QTKT.ĐD.46

Người viết	Người kiểm tra	Người phê duyệt
CNDD. Vũ Thị Phương Quỳnh Phòng KHTH	CNDD. Nguyễn Thị Đào Phòng Điều dưỡng	BS. Lê Đăng Luận Phó Giám đốc
		

	<p>QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHỤP XQUANG THƯỜNG QUY</p>	<p>Mã số: QTKT.ĐD.46 Ngày ban hành: 28/6/2023 Lần ban hành: 06 Lần sửa đổi: 0</p>
---	---	---

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy trình này.
2. Nội dung trong quy trình này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm.
3. Mỗi khoa, phòng lưu ít nhất 01 bản (có đóng dấu trung tâm). Cán bộ viên chức, người lao động khi có nhu cầu tham khảo tài liệu cập nhật trên hệ thống quản lý văn bản điều hành hoặc trên trang web trung tâm.

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ✓ vào ô bên cạnh)

<input checked="" type="checkbox"/>	Ban Giám đốc	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Nội - Nhi - YHCT	<input checked="" type="checkbox"/>	K. ATTP - dinh dưỡng - Y tế công cộng
<input checked="" type="checkbox"/>	P. Tổ chức hành chính	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Ngoại - Sản - 3CK	<input checked="" type="checkbox"/>	Tổ Quản lý chất lượng
<input checked="" type="checkbox"/>	P. Kế hoạch tổng hợp	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Khám bệnh	<input checked="" type="checkbox"/>	Tổ dinh dưỡng
<input checked="" type="checkbox"/>	P. Tài chính kế toán	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Dược	<input checked="" type="checkbox"/>	Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn
<input checked="" type="checkbox"/>	P. Điều dưỡng	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Cận lâm sàng	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	P. Dân số	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

QUY TRÌNH
Kỹ thuật chụp Xquang thường quy

TT	CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
1	Chuẩn bị bệnh nhân: Thông báo, giải thích. Xác định đúng người bệnh., bật đèn báo tia X
2	Chuẩn bị dụng cụ: - Bật máy X-quang - Dấu (F+T), Họ tên bệnh nhân ,ngày tháng năm chụp
3	- Cố định bóng phim - Đặt tư thế bệnh nhân thích hợp, dặn bệnh nhân giữ nguyên tư thế trong quá trình chụp. - Chỉnh tia trung tâm vào trung tâm bộ phận cần chụp
4	Thông số kỹ thuật: Điều chỉnh thông số kỹ thuật thích hợp
5	Phát tia: Quan sát BN qua kính chỉ khi phát tia. - Nhấn nút phát tia, đưa séc vào máy.
6	Hướng dẫn, mời bệnh nhân ra ngoài chờ kết quả theo quy định.
7	Thu dọn dụng cụ, sát khuẩn tay, tắt đèn báo tia X
8	Trả kết quả, hướng dẫn làm các chỉ định cận lâm sàng tiếp theo (nếu có), chào BN.

Lưu ý: Thời gian thực hiện 5 - 7 phút

Ngày thi:

Họ tên thí sinh:

BẢNG KIỂM THỰC HIỆN KỸ THUẬT CHỤP XQUANG

Hướng dẫn cách đánh giá

Mức độ hoàn thành

Tốt : thành thạo, chuẩn xác, an toàn, hiệu quả	100%
Khá: chuẩn xác, an toàn, hiệu quả	75%
Trung bình: chuẩn xác, an toàn,	50%
Yếu: Có làm nhưng không hiệu quả	25%
Kém: Không làm hoặc vi phạm nguyên tắc an toàn cho người bệnh	0%
Thời gian thực hiện kỹ thuật 5-7 phút	1 điểm

Lưu ý: Không hỏi vấn đáp khi tổng điểm thực hiện kỹ thuật thấp hơn 40%:

I. PHẦN KỸ THUẬT (8 điểm)

STT	Nội dung	Điểm chuẩn	Điểm chấm				
			Tốt	Khá	TB	Yếu	Kém
1	Chuẩn bị bệnh nhân: Thông báo, giải thích. Xác định đúng người bệnh., bật đèn báo tia X	2					
2	Chuẩn bị dụng cụ:	4					
	- Bật máy X-quang						
3	- Dầu (F+T), Họ tên bệnh nhân, ngày tháng năm chụp						
	- Cố định bóng phim	2					
	- Đặt tư thế bệnh nhân thích hợp, dặn bệnh nhân giữ nguyên tư thế trong quá trình chụp.	2					
	- Chính tia trung tâm vào trung tâm bộ phận cần chụp	2					
4	Thông số kỹ thuật: Điều chỉnh thông số kỹ thuật thích hợp	4					
5	Phát tia: Nhấn nút phát tia, đưa séc vào máy. Chú ý quan sát BN qua kính chỉ khi phát tia.	4					
6	Hướng dẫn, mời bệnh nhân ra ngoài chờ kết quả theo quy định.	4					
7	Thu dọn dụng cụ, sát khuẩn tay, tắt đèn báo tia X	2					
8	Trả kết quả, hướng dẫn làm các chỉ định cận lâm sàng tiếp theo (nếu có), chào BN.	4					
Tổng cộng		30					
Quy trình kỹ thuật: /30*8 =		điểm					

II. PHẦN VẤN ĐÁP (2 điểm)

SBD	Câu hỏi vấn đáp	Điểm chấm	Tổng điểm: Quy trình Kỹ thuật + vấn đáp