



TRUNG TÂM Y TẾ HOÀNG MAI



QUY TRÌNH KỸ THUẬT THỤT THÁO

QTKT.ĐD.26

Người viết	Người kiểm tra	Người phê duyệt
CNDD. Vũ Thị Phương Quỳnh Phòng KHTH	CNDD. Nguyễn Thị Đào Phòng Điều dưỡng	BS. Lê Đăng Luận Phó Giám đốc
		

	QUY TRÌNH KỸ THUẬT THỤ THẢO	Mã số: QTKT.ĐD.26 Ngày ban hành: 28/6/2023 Lần ban hành: 06 Lần sửa đổi: 0
---	--	---

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy trình này.
2. Nội dung trong quy trình này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm.
3. Mỗi khoa, phòng lưu ít nhất 01 bản (có đóng dấu trung tâm). Cán bộ viên chức, người lao động khi có nhu cầu tham khảo tài liệu cập nhật trên hệ thống quản lý văn bản điều hành hoặc trên trang web trung tâm.

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ✓ vào ô bên cạnh)

<input checked="" type="checkbox"/>	Ban Giám đốc	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Nội - Nhi - YHCT	<input checked="" type="checkbox"/>	K. ATTP - dinh dưỡng - Y tế công cộng
<input checked="" type="checkbox"/>	P. Tổ chức hành chính	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Ngoại - Sản - 3CK	<input checked="" type="checkbox"/>	Tổ Quản lý chất lượng
<input checked="" type="checkbox"/>	P. Kế hoạch tổng hợp	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Khám bệnh	<input checked="" type="checkbox"/>	Tổ dinh dưỡng
<input checked="" type="checkbox"/>	P. Tài chính kế toán	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Dược	<input checked="" type="checkbox"/>	Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn
<input checked="" type="checkbox"/>	P. Điều dưỡng	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Cận lâm sàng	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	P. Dân số	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

QUY TRÌNH
Kỹ thuật thụt tháo

STT	CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
1	Chuẩn bị người bệnh: Thông báo, giải thích. Xác định đúng người bệnh.
2	Chuẩn bị dụng cụ: Sắp xếp lên xe 3 tầng - Tầng trên: Trãi bộ dụng cụ vô khuẩn; hộp (gói) vô khuẩn: bóc thụt, hệ thống dây dẫn, gạc, canuyn thụt tháo, bát đựng dầu bôi trơn, dung dịch sát khuẩn tay chứa cồn - Tầng giữa: Tấm nilon, găng sạch, gói kê mông, chăn đắp, giấy vệ sinh, Phiếu chỉ định và phiếu phẫu thuật. - Tầng dưới: đặt chậu nước thụt ấm, xô dẹt, thùng đựng rác thải y tế.
3	Gắn canuyn vào hệ thống dây dẫn và bóc thụt, đổ nước vào, treo cao bóc mở thử khóa nước.
4	Điều dưỡng sát khuẩn tay và mang găng sạch
5	Cho người bệnh nằm tư thế thích hợp: + Nằm nghiêng sang trái và đầu gối chân phải co lên + Đối với người bệnh không tự chủ và trẻ em có thể đặt nằm ngửa
6	Trãi tấm nilon dưới hông và mông bệnh nhân
7	Bộc lộ vùng hậu môn, trực tràng
8	Tiến hành bôi trơn đầu canuyn, chiều dài khoảng 6-8cm
9	Đưa ống canuyn vào trực tràng: 1 tay cầm canuyn, tay kia vạch hậu môn rồi từ từ đưa canuyn vào theo hướng rốn sau đó mở khóa cho dung dịch chảy vào đúng với y lệnh. Khi dung dịch vào hết, tiến hành kẹp ống và nhẹ nhàng rút canuyn ra, sau khi rút dùng tay ấn chặt lỗ hậu môn.
10	Giúp NB nằm về tư thế thoải mái, yêu cầu NB cố gắng nhịn đi đại tiện 5- 10 phút
11	Thu dọn dụng cụ, tháo găng tay.
12	Hướng dẫn NB đi đại tiện và vệ sinh vùng hậu môn
13	Sát khuẩn tay, thông báo xong thủ thuật, dọn dò chu đáo
14	Chào bệnh nhân. Ghi phiếu chăm sóc và phiếu thủ thuật.

Lưu ý: - *Giao tiếp tốt với người bệnh trong quá trình thực hiện*
- *Thời gian thực hiện 10-15 phút.*

Ngày thi:

Ngày thi:

BẢNG KIỂM THỰC HIỆN KỸ THUẬT THỤT THÁO**Hướng dẫn cách đánh giá****Mức độ hoàn thành**

Tốt : thành thạo, chuẩn xác, an toàn, hiệu quả 100%

Khá: chuẩn xác, an toàn, hiệu quả 75%

Trung bình: chuẩn xác, an toàn, 50%

Yếu: Có làm nhưng không hiệu quả 25%

Kém: Không làm hoặc vi phạm nguyên tắc an toàn cho người bệnh 0%

Thời gian thực hiện quy trình 10-15 phút 1 điểm

Lưu ý: Không hỏi vấn đáp khi tổng điểm thực hiện kỹ thuật thấp hơn 40%**I. PHẦN KỸ THUẬT (8 điểm)**

STT	Nội dung	Điểm chuẩn	Điểm chấm				
			Tốt	Khá	TB	Yếu	Kém
1	Chuẩn bị người bệnh: Thông báo, giải thích. Xác định đúng người bệnh.	2					
2	Chuẩn bị dụng cụ: Sắp xếp lên xe 3 tầng - Tầng trên: Trải bộ dụng cụ vô khuẩn; hộp (gói) vô khuẩn: bóc thụt, hệ thống dây dẫn, gạc, canuyn thụt tháo, bát đựng đầu bôi trơn, dung dịch sát khuẩn tay chứa cồn - Tầng giữa: Tấm nilon, găng sạch, gói kê mông, chăn đắp, giấy vệ sinh, Phiếu chỉ định và phiếu phẫu thuật. - Tầng dưới: đặt chậu nước thụt âm, xô đựng, thùng đựng rác thải y tế	2					
3	Gắn canuyn vào hệ thống dây dẫn và bóc thụt, đổ nước vào, treo cao bóc mở thử khóa nước.	4					
4	Điều dưỡng sát khuẩn tay và mang găng sạch	2					
5	Cho người bệnh nằm tư thế thích hợp: + Nằm nghiêng sang trái và đầu gối chân phải co lên + Đối với người bệnh không tự chủ và trẻ em có thể đặt nằm ngửa	4					
6	Trải tấm nilon dưới hông và mông bệnh nhân	2					
7	Bộc lộ vùng hậu môn, trực tràng	2					
8	Tiến hành bôi trơn đầu canuyn, chiều dài khoảng 6-8cm	2					
9	Đưa ống canuyn vào trực tràng: 1 tay cầm canuyn, tay kia vạch hậu môn rồi từ từ đưa canuyn vào theo hướng rốn sau đó mở khóa cho dung dịch chảy vào đúng với y lệnh. Khi dung dịch vào hết, tiến hành kẹp ống và nhẹ nhàng rút canuyn ra, sau khi rút dùng tay ấn chặt lỗ hậu môn.	6					
10	Giúp NB nằm về tư thế thoải mái, yêu cầu NB cố gắng nhịn đi đại tiện 5- 10 phút	4					
11	Thu dọn dụng cụ, tháo găng tay.	2					
12	Hướng dẫn NB đi đại tiện và vệ sinh vùng hậu môn	2					
13	Sát khuẩn tay, thông báo xong thủ thuật, dặn dò chu đáo	2					
14	Chào bệnh nhân. Ghi phiếu chăm sóc và phiếu thủ thuật.	2					
Tổng cộng		38					
Quy trình kỹ thuật: /38*8 =		điểm					

II. PHẦN VẤN ĐÁP (2 điểm)

SBD	Câu hỏi vấn đáp	Điểm chấm	Tổng điểm: Quy trình Kỹ thuật + vấn đáp