



TRUNG TÂM Y TẾ HOÀNG MAI



**QUY TRÌNH
KỸ THUẬT CHO BỆNH NHÂN THỞ
OXY QUA GỌNG KÍNH**

QTKT.ĐD.30

Người viết	Người kiểm tra	Người phê duyệt
CNDD. Vũ Thị Phương Quỳnh Phòng KHTH	CNDD. Nguyễn Thị Đào Phòng Điều dưỡng	BS. Lê Đăng Luận Phó Giám đốc
		

	<p>QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHO BỆNH NHÂN THỞ OXY QUA GỌNG KÍNH</p>	<p>Mã số: QTKT.ĐD.30 Ngày ban hành: 28/6/2023 Lần ban hành: 06 Lần sửa đổi: 0</p>
---	--	---

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy trình này.
2. Nội dung trong quy trình này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm.
3. Mỗi khoa, phòng lưu ít nhất 01 bản (có đóng dấu trung tâm). Cán bộ viên chức, người lao động khi có nhu cầu tham khảo tài liệu cập nhật trên hệ thống quản lý văn bản điều hành hoặc trên trang web trung tâm.

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ✓ vào ô bên cạnh)

<input checked="" type="checkbox"/>	Ban Giám đốc	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Nội - Nhi - YHCT	<input checked="" type="checkbox"/>	K. ATTP - dinh dưỡng - Y tế công cộng
<input checked="" type="checkbox"/>	P.Tổ chức hành chính	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Ngoại - Sản - 3CK	<input checked="" type="checkbox"/>	Tổ Quản lý chất lượng
<input checked="" type="checkbox"/>	P. Kế hoạch tổng hợp	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Khám bệnh	<input checked="" type="checkbox"/>	Tổ dinh dưỡng
<input checked="" type="checkbox"/>	P. Tài chính kế toán	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Dược	<input checked="" type="checkbox"/>	Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn
<input checked="" type="checkbox"/>	P. Điều dưỡng	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Cận lâm sàng	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	P. Dân số	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

QUY TRÌNH
Kỹ thuật cho bệnh nhân thở oxy qua gọng kính

STT	CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
1	Chuẩn bị bệnh nhân: Thông báo, giải thích. Xác định đúng người bệnh.
2	Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ: Dây thở, bình oxy hoặc máy tạo oxy (có bộ phận làm ấm đầy đủ), túi và thùng đựng rác thải. Máy hút và gạc (nếu cần). Dung dịch sát khuẩn tay.
3	Điều dưỡng sát khuẩn tay, để NB nằm ở tư thế thích hợp, thẳng đường thở, vệ sinh mũi (hút đờm nếu có)
4	Nối hệ thống dây dẫn vào bình Oxy
5	Mở khóa điều chỉnh lưu lượng Oxy theo y lệnh
6	Thử ống trên mu bàn tay sau đó đưa 2 nhánh Oxy vào 2 lỗ mũi người bệnh.
7	Cố định dây Oxy 2 nhánh
8	Theo dõi sát bệnh nhân trong khi thở Oxy
9	Trường hợp rút ống, khóa bình Oxy, rút ống cho NB nằm thoải mái
10	Thông báo xong thủ thuật, dọn đồ chu đáo
11	Thu dọn dụng cụ, sát khuẩn tay, chào bệnh nhân
12	Ghi vào phiếu theo dõi chăm sóc.

Lưu ý: - Giao tiếp tốt với người bệnh trong quá trình thực hiện

- Thời gian thực hiện 3- 5 phút và tùy vào tình trạng NB

Ngày thi:

Họ tên Thí sinh:

PHIẾU CHẤM THỰC HIỆN KỸ THUẬT CHO NGƯỜI BỆNH THỞ OXY QUA GỌNG KÍNH

Hướng dẫn cách đánh giá

Mức độ hoàn thành

Tốt : thành thạo, chuẩn xác, an toàn, hiệu quả	100%
Khá: chuẩn xác, an toàn, hiệu quả	75%
Trung bình: chuẩn xác, an toàn,	50%
Yếu: Có làm nhưng không hiệu quả	25%
Kém: Không làm hoặc vi phạm nguyên tắc an toàn cho người bệnh	0%
Thời gian thực hiện kỹ thuật 3-5 phút	1 điểm

Lưu ý: Không hỏi vấn đáp khi tổng điểm thực hiện kỹ thuật thấp hơn 40%:

I. PHẦN KỸ THUẬT (8 điểm)

STT	Nội dung	Điểm chuẩn	Điểm chấm				
			Tốt	Khá	TB	Yếu	Kém
1	Chuẩn bị bệnh nhân: Thông báo, giải thích. Xác định đúng người bệnh.	2					
2	Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ: Dây thở, bình oxy hoặc máy tạo oxy (có bộ phận làm ấm đầy đủ), túi và thùng đựng rác thải. Máy hút và gạc (nếu cần). Dung dịch sát khuẩn tay.	2					
3	Điều dưỡng sát khuẩn tay, để NB nằm ở tư thế thích hợp, thẳng đường thở, vệ sinh mũi (hút đờm nếu có)	4					
4	Nối hệ thống dây dẫn vào bình Oxy	2					
5	Mở khóa điều chỉnh lưu lượng Oxy theo y lệnh	2					
6	Thử ống trên mu bàn tay sau đó đưa 2 nhánh Oxy vào 2 lỗ mũi người bệnh.	4					
7	Cố định dây Oxy 2 nhánh	4					
8	Theo dõi sát bệnh nhân trong khi thở Oxy	2					
9	Trường hợp rút ống, khóa bình Oxy, rút ống cho NB nằm thoải mái	4					
10	Thông báo xong thủ thuật, dặn dò chu đáo	2					
11	Thu dọn dụng cụ, sát khuẩn tay, chào bệnh nhân	2					
12	Ghi vào phiếu theo dõi chăm sóc	2					
Tổng cộng		32					
Quy trình kỹ thuật: /32*8 =		điểm					

II. PHẦN VẤN ĐÁP (2 điểm)

SBD	Câu hỏi vấn đáp	Điểm chấm	Tổng điểm: Quy trình Kỹ thuật + vấn đáp